

品 質 規 格

EALI515-T (コード ; 1502、1512、1513、1521)

項目	方法	規格値
色調	目視	橙～赤
濁り	目視	なし
pH (37℃、5%CO ₂ 平衡下)	ガラス電極法*	7.4～7.7
浸透圧	凝固点降下法*	290±10 mOsm/kg H ₂ O
エンドトキシン	カイネティック比色法*	0.1EU/ml 以下
無菌試験	メンブランフィルター法*	陰性
マイコプラズマ 否定試験	PCR 法*	陰性
HPBL 培養試験	細胞増殖試験**	自社規格合格

* : 日本薬局方に準拠

** : ヒト末梢血リンパ球 (HPBL) の増殖能を確認する