

品質規格書

品名: x100 3GF Supplement

コード番号: 3151

容量: 5 ml/バイアル

組成: 遺伝子組換えヒト FGF-2, PDGF-bb, TGF- β 1 の混合液
(遺伝子組換えヒトアルブミン含有)

保存条件: -80°C で一年, 解凍後 $4-8^{\circ}\text{C}$ で一ヶ月

輸送条件: -20°C 以下

検査項目		規格
濁り		無し
色調		無色透明溶液
タンパク質含有量***		$1,000 \pm 10 \mu\text{g/mL}$
エンドトキシン**		1 EU/mL 以下
無菌性試験**	一般細菌	陰性
	真菌	陰性
細胞培養試験*		合格

* ヒト線維芽細胞を用いた増殖試験

** 日本薬局方準拠

*** Bradford 法を用いた比色試験

注意: 本品は研究用試薬です、診断/治療目的では使用出来ません。