

品 質 規 格

EALITM515-MAb (コード ; 1402)

項目	方法	規格値
色調	目視	橙～赤
濁り	目視	なし
pH (37℃、5%CO ₂ 平衡下)	ガラス電極法*	7.4～7.7
浸透圧	凝固点降下法*	290±10 mOsm/kg H ₂ O
エンドトキシン	カイネティック比色法*	0.05EU/ml 以下
無菌試験	メンブランフィルター法*	陰性
細胞培養試験	細胞増殖試験**	自社規格合格

* : 日本薬局方に準拠

** : B 細胞ハイブリドーマの増殖能を確認する