

品質規格書

品名:	Tactimab
コード番号:	3121, 3122
一般名:	抗ヒトCD3 マウスモノクローナル抗体
アイソタイプ:	マウス IgG2a κ
精製方法:	プロテイン G アフィニティークロマトグラフィー
容量:	1 ml に 1 または 10 mg の Tactimab を含有、
由来/生産方法:	マウスハイブリドーマ細胞 OKT-3 のサブクローン 1 B6 を動物由来蛋白質不含合成培養液で培養した培養上清液から分離精製
保存条件:	-80°C 以下で一年、 解凍後 4~8°C で一ヶ月
輸送条件:	-20°C 以下
防腐剤・保存剤:	不含有

検査項目	規格	
濁り	透明	
色調	無色	
pH	6.5~7.5	
純度試験	SDS ポリアクリルアミド電気泳動法で 98%以上	
タンパク含有量	UV 280nm の吸光度測定法	
エンドトキシン	日本薬局方準拠、カイネティック比色法で 0.1EU/mg 以下	
無菌性試験	一般細菌	陰性
	真菌類	陰性
細胞培養試験*1	合格	

*1 ヒト末梢血リンパ球の増殖試験。

注意: 本品は研究用試薬です、診断/治療等には使用出来ません。