

品質規格

mDF-8 (コード ; 1902、1903)

項目	方法	規格値
色調	目視	橙～赤
濁り	目視	なし
pH (37℃、5%CO ₂ 平衡下)	ガラス電極法*	7.1～7.5
浸透圧	凝固点降下法*	300±10 mOsm/kg H ₂ O
エンドトキシン	カイネティック比色法*	0.05EU/ml 以下
無菌試験	メンブランフィルター法*	陰性
マイコプラズマ	PCR 法*	陰性
培地性能	細胞培養試験**	合格

* : 日本薬局方に準拠

** : 自社規格